



Как использовать iTOVi Face Scan

Добро пожаловать в iTOVi Face Scan!
Мы рады поделиться с вами этой новой технологией, чтобы вы и ваши клиенты могли использовать её функции для поддержки вашего пути к благополучию!

Шаг первый


Зарегистрируйтесь в iTOVi Face Scan

Новичок в iTOVi?
Загрузите приложение iTOVi и выберите «Приобрести iTOVi Face Scan сегодня»

Уже зарегистрированы в Face Scan?
Перейдите к шагу второму




Нажмите «Купить сейчас», чтобы добавить подписку Face Scan к новой или существующей учетной записи iTOVi




Шаг второй

Открыть Face Scan



Выберите, кого вы хотите сканировать, или создайте нового клиента для сканирования




Шаг третий

Согласие на сканирование


Ознакомьтесь с отказом от медицинской ответственности и уведомлением об обмене информацией, чтобы понять, что iTOVi Face Scan не является медицинским устройством, не ставит диагнозы и не рекомендует лечение каких-либо медицинских состояний, а также чтобы понять, как iTOVi обрабатывает, хранит и передает данные, полученные в результате сканирования. Отметьте оба поля, если вы даете согласие, после чего вы сможете начать сканирование, нажав кнопку Начать сканирование.

Сканирование начнется сразу после нажатия кнопки Начать сканирование



Шаг четвертый

Начать сканирование



Во время сканирования вы увидите качество измерения, отображаемое в виде звезд в левом верхнем углу – чем больше звезд, тем лучше. Если вы находитесь слишком близко или слишком далеко от камеры, появится сообщение с инструкциями переместиться в более подходящее положение.

По мере выполнения сканирования вы увидите пульсирующую тепловую карту на вашем лице, пока система сканирует показатели вашего благополучия.


Индикатор выполнения показывает, насколько продвинулось сканирование.

Через несколько секунд в течение всего сканирования будут отображаться данные в реальном времени для частоты сердечных сокращений, индекса стресса и вариабельности сердечного ритма.

Вы можете остановить сканирование в любой момент до его завершения.

Шаг пятый

Сканирование завершено



Нажмите «Посмотреть отчет», чтобы увидеть отчеты о благополучии и продуктах




Как читать отчеты iTOVi Face Scan

iTOVi Face Scan включает два отчета для сопровождения вашего пути к благополучию

- Отчет о благополучии
- Отчет о продуктах

Доступ к отчетам Face Scan




Нажмите «Посмотреть отчет» сразу после сканирования

Нажмите на значок «Я». В разделе «Активность» выберите «Отчеты сканирования»

Нажмите на значок «Клиент». Выберите «Активность» выберите «Отчеты сканирования»

Выберите вкладку Face Scan сверху, чтобы увидеть все предыдущие сканирования. Нажмите на Face Scan, чтобы открыть его

Параметры трендов



Отображение трендов можно включать или отключать в настройках

Вы можете изменить показатель, нажав кнопку фильтра (3 линии). Прокрутите до нужного показателя и нажмите «Сохранить», чтобы просмотреть его тренд

Изменяйте временные диапазоны трендов, нажимая на нижние вкладки (1 неделя, 1 месяц, 6 месяцев, 1 год или Все)

Отчет о благополучии

7 основных показателей
Получены непосредственно из сканирования лица. Нажмите на каждый показатель, чтобы узнать больше

Примечание: Иногда некоторые показатели могут не отображаться. Это может произойти, если качество сканирования или доступность данных недостаточны для получения надежной информации о благополучии.

5 показателей в верхних двух рядах показывают ваше расчетное значение слева, а нормальный диапазон — справа

Внизу отображаются персонализированные продукты для этих показателей. Вы можете нажать на каждый продукт, чтобы открыть страницу продукта и узнать больше.

Парасимпатическая активность и вариабельность сердечного ритма отображают свои значения слева. Для этих показателей не существует «нормы», так как они могут значительно различаться у разных людей с учетом возраста, пола и индивидуальных факторов. Наблюдение за тенденциями со временем и сопоставление их с изменениями в вашей жизни — лучший способ определить оптимальный уровень для вас.

Из-за естественных различий между людьми рекомендации по продуктам для этих показателей не предоставляются.

Частота сердечных сокращений
Отслеживает среднее количество ударов сердца в минуту, помогая наблюдать за паттернами, связанными с балансом нервной системы и общей физической жизнеспособностью.

69 bpm
Нормальный диапазон: 60-80bpm

Продукты для этого показателя
Vitamin B-12, Витамины A, Vitamin E

Парасимпатическая активность
Выявляет паттерны, связанные с отдыхом, восстановлением и расслаблением, помогая понять, как организм реагирует на стресс и восстановление. Уникальные для каждого человека, эти показатели можно отслеживать со временем, чтобы выявить изменения, которые могут указывать на реакцию организма на стресс и восстановительные условия.

13 %

Этот показатель предоставляет сведения о благополучии и не предназначен для диагностики заболеваний или состояния здоровья. Всегда консультируйтесь с лицензированным медицинским специалистом перед принятием любых решений, связанных со здоровьем, на основе информации, предоставленной этим приложением.

Отчет о благополучии

Частота сердечных сокращений: 69 bpm	Средняя нагрузка: 130 mmHg	Артериальное давление: 115/65 mmHg
Частота дыхания: 17 bpm	Индекс стресса: 22	Вариабельность сердечного ритма: 39 ms
Парасимпатическая активность: 13 %		

Дополнительные показатели

Сводка благополучия
Заполните этот короткий опрос, предоставив как можно больше информации, чтобы помочь сформировать показатели, отображаемые ниже.

Отчет о продуктах

Дополнительные показатели
Эти показатели в основном основаны на данных, введенных пользователем в опросе. Оценки и индикаторы рассчитываются алгоритмами благополучия iTOVi для предоставления дополнительных сведений о вашем состоянии. Откройте каждый подраздел, чтобы просмотреть отдельные категории. Нажмите «Открыть опрос», чтобы ввести дополнительную информацию.

Дополнительные показатели

- Сводка благополучия
- Обзор сердечно-сосудистого благополучия
- Долгосрочные показатели благополучия
- Показатели метаболического благополучия
- Показатели состава тела
- Отчет о продуктах

Показатель благополучия

Получен непосредственно из данных сканирования лица и алгоритма оценки благополучия.

Оценка благополучия
Этот комбинированный показатель благополучия объединяет несколько показателей образа жизни и тела, предоставляя общее представление о физическом и ментальном благополучии.

68 / 100
Нормальный диапазон: 40-100/100

Поздравляем с тем диапазоном благополучия, в котором вы находитесь! Продолжайте функционировать хорошо и поддерживать текущий образ жизни и тела, продолжая общие практики и привычки. Небольшие шаги к улучшению — такие как более глубокое расслабление, сбалансированная диета или регулярные упражнения — помогут продвинуть путь к здоровью.

Отчет о благополучии

Обзор сердечно-сосудистого благополучия

Возраст сосудистого благополучия: 68

Оценка сердечно-сосудистого благополучия: 75

Оценка сердечно-сосудистой жизнеспособности: 75

Отчет о продуктах

Опрос

Добавление дополнительной информации позволяет получить более глубокие сведения в четырех нижних разделах и их подкатегориях. Вы можете вернуться к опросу в любое время, чтобы обновить свои ответы.

Примечание: Чем больше информации вы предоставите в опросе, тем больше показателей мы сможем рассчитать. Некоторые показатели не рассчитываются без ввода всех необходимых данных.

Показатели благополучия
Пожалуйста, предоставьте свою информацию для создания персонализированных сведений о благополучии.

Демографические данные
Пол, Страна проживания, Этническая принадлежность, Физическая информация

Оценка сердечно-сосудистого благополучия
Индикатор здоровья сердца, основанный на нескольких факторах, связанных с сердечно-сосудистой системой.

75 / 100

Индикатор здоровья печени
Предоставляет информацию о метаболическом паттерне, связанном с нормальной работой печени и обменом веществ.

Высокий

Дополнительная оценка показателей
Используются две системы оценки.

- Масштабированная оценка от 0 до 100
- Уровни соответствия: Низкий, Средний или Сильный

Общие показатели являются взвешенными комбинациями подоценок.

iTOVi Face Scan является функцией для здоровья и не является медицинским устройством или медицинской услугой. Она предназначена для диагностики, лечения, исключения или предотвращения каких-либо заболеваний или состояний здоровья. Предоставленные показатели и сведения предназначены исключительно для общего образования и информационных целей и не заменяют профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. iTOVi Face Scan не предоставляет медицинских рекомендаций или клинических оценок. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, симптомами или вы считаете, что вы можете быть не в норме, немедленно обратитесь к лицензированному медицинскому специалисту. Всегда консультируйтесь с лицензированным медицинским специалистом перед принятием любых решений, связанных со здоровьем, на основе информации, предоставленной этим приложением.



Как читать отчеты iTOVi Face Scan

iTOVi Face Scan включает два отчета для сопровождения вашего пути к благополучию

- Отчет о благополучии
- Отчет о продуктах

Доступ к отчетам Face Scan




Нажмите «Посмотреть отчет» сразу после сканирования

Нажмите на значок «Я». В разделе «Активность» выберите «Отчеты сканирования»

Нажмите на значок «Клиент». Выберите «Активность» выберите «Отчеты сканирования»

Выберите вкладку Face Scan сверху, чтобы увидеть все предыдущие сканирования. Нажмите на Face Scan, чтобы открыть его

Параметры трендов



Отображение трендов можно включить или отключить в настройках

Вы можете изменить показатель, нажав кнопку фильтра (3 линии). Прокрутите до нужного показателя и нажмите «Сохранить», чтобы посмотреть его тренд

Изменяйте временные диапазоны трендов, нажимая на нижние вкладки (1 неделя, 1 месяц, 6 месяцев, 1 год или Все)

Отчет о благополучии

7 основных показателей
Получены непосредственно из сканирования лица. Нажмите на каждый показатель, чтобы узнать больше

Примечание: Иногда некоторые показатели могут не отображаться. Это может произойти, если качество сканирования или доступность данных недостаточны для получения наиболее точной информации о благополучии.

5 показателей в верхних двух рядах показывают ваше расчетное значение слева, а нормальный диапазон — справа.

Внизу отображаются персонализированные продукты для этих показателей. Вы можете нажать на каждый продукт, чтобы открыть страницу продукта и узнать больше.

Парасимпатическая активность и вариабельность сердечного ритма отображают свои значения слева. Для этих показателей не существует «нормы», так как они могут значительно различаться у разных людей с учетом возраста, пола и индивидуальных факторов. Наблюдение за тенденциями со временем и сопоставление их с изменениями в вашей жизни — лучший способ определить оптимальный уровень для вас.

Из-за естественных различий между людьми рекомендации по продуктам для этих показателей не предоставляются.

Частота сердечных сокращений
Отслеживает среднее количество ударов сердца в минуту, помогая наблюдать за паттернами, связанными с балансом нервной системы и общей физической жизнеспособностью.

69 bpm | Нормальный диапазон: 60-80 bpm

Продукты для этого показателя: Vitamin B-12, Витамины A, Vitamin E

Парасимпатическая активность
Выявляет паттерны, связанные с отдыхом, восстановлением и расслаблением, помогая понять, как организм реагирует на стресс и восстановление. Уникальные для каждого человека, эти показатели можно отслеживать со временем, чтобы выявить изменения, которые могут указывать на реакцию организма на стресс и восстановительные условия.

13 %

Отчет о благополучии

Частота сердечных сокращений: 69 bpm
Средняя нагрузка: 130 mmHg
Артериальное давление: 115/65 mmHg
Частота дыхания: 17 bpm
Индекс стресса: 22
Парасимпатическая активность: 13 %
Вариабельность сердечного ритма: 39 ms

Дополнительные показатели

Сводка благополучия
Заполните этот короткий опрос, предоставив как можно больше информации, чтобы помочь сформировать показатели, отображаемые ниже.

Отчет о продуктах

Дополнительные показатели
Эти показатели в основном основаны на данных, введенных пользователем в опросе. Оценки и индикаторы рассчитываются алгоритмами благополучия iTOVi для предоставления дополнительных сведений о вашем состоянии. Откройте каждый подраздел, чтобы просмотреть отдельные категории. Нажмите «Открыть опрос», чтобы ввести дополнительную информацию.

Дополнительные показатели

- Сводка благополучия
- Обзор сердечно-сосудистого благополучия
- Долгосрочные показатели благополучия
- Показатели метаболического благополучия
- Показатели состава тела
- Отчет о продуктах

Показатель благополучия

Получен непосредственно из данных сканирования лица и алгоритма оценки благополучия.

Оценка благополучия
Этот комбинированный показатель благополучия объединяет несколько показателей образа жизни и тела, предоставляя общее представление о физическом и ментальном благополучии.

68 | Нормальный диапазон: 40-100

Отчет о благополучии

Обзор сердечно-сосудистого благополучия

Возраст сосудистого благополучия

Оценка сердечно-сосудистого благополучия

Оценка сердечно-сосудистой жизнеспособности

Отчет о продуктах

Опрос

Добавление дополнительной информации позволяет получить более глубокие сведения в четырех нижних разделах и их подкатегориях. Вы можете вернуться к опросу в любое время, чтобы обновить свои ответы.

Примечание: Чем больше информации вы предоставите в опросе, тем больше показателей можно рассчитать. Некоторые показатели не рассчитываются без ввода всех необходимых данных.

iTOVi Face Scan

Показатели благополучия
Пожалуйста, предоставьте свою информацию для создания персонализированных сведений о благополучии.

Демографические данные

Физическая информация

Оценка сердечно-сосудистого благополучия

Индикатор здоровья печени

Дополнительная оценка показателей
Используются две системы оценки.

- Масштабированная оценка от 0 до 100
- Уровни соответствия: Низкий, Средний или Сильный

Общие показатели являются взвешенными комбинациями подпоказателей.

iTOVi Face Scan является функцией для здоровья и не является медицинским устройством или медицинской услугой. Он не предназначен для диагностики, лечения, выявления или предотвращения каких-либо заболеваний или состояний здоровья. Предоставленные показатели и сведения предназначены исключительно для общего оздоровления и информационных целей и не заменяют профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. iTOVi Face Scan не предоставляет медицинских рекомендаций или клинических советов. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, симптомы или вы считаете, что вы можете быть не в хорошей физической форме, немедленно обратитесь к квалифицированному медицинскому специалисту. Всегда консультируйтесь с лицензированным медицинским специалистом перед применением любых режимов, связанных со здоровьем, на основе информации, предоставленной этим приложением.