

# TIPP:

## 5 módszer az iTOVi szkenner magyarázatára



### 1. A természetes termékekre fókuszáló megközelítés

- Az illóolajtermékek természetes anyagokból származnak – egy bizonyos növényfaj virágaiból, gyökereiből, magvaiból vagy leveleiből.
- És mindegyik kémiaileg és elektromosan jellegzetes!
- Az iTOVi szkenner gondosan utánozza az egyes termékek elektromos frekvenciáit. Ezután rögzíti a szervezet természetes, egyénre szabott reakcióját..
- Ezek a válaszok alkotják a vizsgálati jelentés tartalmát.

### 2. A bőrközpontú megközelítés

- A bőröd és annak működése szorosan összefügg az egészségeddel.
- A bőröd testének és érzelmeinek számos tudatos és tudattalan funkciójához kapcsolódik.
- Az elektromosság áthaladása a bőrön a Te ingerre adott fiziológiai válaszodnak erősségét tükrözi. Az iTOVi szkenner termékspecifikus frekvenciákat vezet be a testébe. Ezután a bőrödon keresztül leolvassa annak reakcióképességét
- Ezek a válaszok alkotják a mérés jelentésének tartalmát.

### 3. A technológia-központú megközelítés

- A Galvanic Skin Response (GSR) egy csodálatos technológia, számos alkalmazással.
- A külső ingerekre adott tudattalan, érzelmi/fizikai reakciók egyénre szabott, számszerűsített méréseit mutatja.
- Ez azt jelenti, hogy az eredményeid nagy valószínűséggel teljesen eltérnek valaki másétól.
- Az iTOVi Scanner bemutatja a wellness-termékek gyakoriságát, és méri a reakciódat, megismételve ezt a tesztet több frekvenciával.
- A legerősebb válaszok alkotják a vizsgálati jelentés tartalmát.

### 4. A villamosenergia-központú megközelítés

- Az emberi test képes vezetni az elektromosságot.
- Az emberi test saját elektromos áramot is termel, és számos létfontosságú funkcióra használja fel.
- Az iTOVi szkener a test természetes, precíz elektromos működését használja ki, hogy tesztelje a testnek a természetes reakcióját a finom, wellness-termékek frekvenciáira.
- Az iTOVi szkener méri és rögzíti a test elektromos válaszát az egyes frekvenciákra.
- A legerősebb válaszok alkotják a vizsgálati jelentés tartalmát.

### 5. Az összehasonlító megközelítés

- Az iTOVi Scanner olyan, mint a Microsoft Band, a FitBit és a Jawbone Up.
- A GSR segítségével élő, személyre szabott wellness-adatokat gyűjtünk a testedről.
- A GSR tökéletes erre, mert a bőrödben lévő elektromosság nagyon sok wellness tényezőhöz kötődik.
- Az iTOVi szkener a GSR-t használhatod, nem csak a megfigyelésére, hanem a szervezet wellness termékekre adott reakciójának tesztelésére is.
- Ennek eredményeként nagyszerű betekintést nyerhetsz az aktuálításokba, ÉS hogy hogyan tudod kihasználni a wellness-termékeket a mindennapokban.